

若手研究者 応援キャンペーン!

対象製品

ワイヤレス生体計測装置
ポリメイトミニ AP108

台数限定!
50%OFF!

3月1日受注分より
5月末納品分まで



詳細は担当営業・代理店までお問い合わせください。

○小型・軽量モデル

サイズはW52×D50×H20 mm 約50g

基礎医学研究用機器

○小型アクティブ電極を採用

多用途8ch使用可能

電極近傍にインピーダンス変換回路を設けることで、優れた生体計測を実現

○脳波、心電図、筋電図、眼球運動などの生体信号を計測可能

○サンプリング周波数 500Hz / 1,000Hz

1000Hz設定時は、6電極入力制限あり(外部入力ONの場合は4電極入力制限)

○Bluetooth®を内蔵

最大10m離れた場所から計測条件設定 リアルタイムモニタ・収録(環境により到達距離は変化)