


MRI 用視覚補正メガネ


MRI Vision Correction Lenses

PST-100924



特長

- 反射防止膜塗布レンズ
- 1/2ジオプター刻みの±2ジオプターから±7ジオプターの補正範囲
- 2対の柔軟なプラスチック・フレーム・レンズ・ハウジング(めがね)

 **PSYCHOLOGY
SOFTWARE TOOLS**
Solutions for Research, Assessment, and Education
311 23rd Street Extension
Suite 200
Sharpsburg, PA 15215-2621
USA
Phone: 412-448-0078
Fax: 412-448-0079
E-mail: sales@pstnet.com
Web: www.pstnet.com

 株式会社 ミユキ技研

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目18番14号
本郷ダイヤビル6階
TEL.03-3818-8631 FAX.03-3818-8632

Home Page <http://www.miyuki-net.co.jp/>