

TMSチェア

Brainsight®



TMS

TMS Chair

TMS検査専用設計された新しいチェア



■ 特 長

- 高さ調節、リクライニングができます。
足のサポートは引き込み式のため、被験者は快適に仰臥位や直立状態を保てます。
- 肘掛けは格納可能のため、椅子の乗り降りが容易に行えます。
- 直立姿勢では、チンレストと額の部分を使用して、被験者の頭を固定させることができます。
- コイルアームを2本使って同時に2本のコイルを使用することも可能です。

フレキシブルなコイルアーム



- 新しくなったフレキシブルなコイルアームは関節部とノブをコイル近くに設置しているため、より簡単にコイルをTargetへあてることができます。



- 直立姿勢では、チンレストと額の2ヶ所で被験者の頭部を固定することができます。コイル保持のためのコイルマウントは、コイルトラッカーマウントと一体型に設計。これにより、トラッカーが邪魔になることなく、ストレスフリーにコイルに取りつけることができます。
- コイルアーム2本を使い、同時に2本のコイルを使うことも可能です。



Chair仕様

リクライニング時のスペース	72×182cm
高さ可変範囲	54~71cm
リクライニング角度	0~50deg
最大荷重(人、アクセサリ込み)	159kg

※本カタログの記載内容は2018年9月現在のものです。本内容は予告なく変更する場合があります。

開発製造元 Rogue Research社 (カナダ)
 海外販売元 Rogue Resolutions社 (イギリス)
 輸入販売元

 株式会社 ミユキ技研

本社 〒113-0033 文京区本郷3丁目18番14号 本郷ダイヤビル6階
 TEL. 03(3818)8631 FAX.03(3818)8632
 西日本営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-4-63 新大阪千代田ビル別館3F
 TEL : 06(6350)0775

<http://www.miyuki-net.co.jp/>