

(皮膚電気反射：アナログ出力)

《概要》

皮膚のコンダクタンスを測定する装置で、0～30 μ s(マイクロ ジーメンズ)まで測定ができ、結果をアナログ出力できます。キャリブレーション機能も搭載しています。



《仕様》

- ・センサ感度 : 6.7mV / 1 μ s (ベースラインは0 μ s)
- ・出力電圧 : 0～200mV (0～30 μ s 相当)
- ・電源 : 9V アルカリ電池 (006P)

製造元 : g.tec medical engineering GmbH 社製

※本カタログは 2013 年 2 月現在のものです。内容は予告なく変更する場合があります。MQS-07-90(改 00) 第 1 版

輸入販売元



株式会社 ミユキ技研

本社 〒113-0033 文京区本郷 3 丁目 18 番 14 号
本郷ダイヤビル 6 階

TEL. 03(3818)8631 FAX.03(3818)8632

<http://www.miyuki-net.co.jp/>