


### <概要>

本センサは、X、Y、Z方向の加速度の計測をし、アナログ出力します。  
デジタル出力でないため、外部入力端子のあるアンプ等に接続してご利用頂けます。



### <仕様>

- ・測定レンジ : 最大±3G (X、Y、Z方向)
- ・周波数範囲 : 0～80Hz
- ・対衝撃性 : 最大10G
- ・感度&出力 : 1G～。6.7mV/1G
- ・電源 : 9V (0.06P)

製造元：g.tec medical engineering GmbH 社製

※本カタログは2013年2月現在のものです。内容は予告なく変更する場合があります。MQS-07-88(改00) 第1版

輸入販売元

 **株式会社 ミユキ技研**

本社 〒113-0033 文京区本郷3丁目18番14号  
本郷ダイヤビル6階

TEL. 03(3818)8631 FAX.03(3818)8632

<http://www.miyuki-net.co.jp/>

