

## アーチファクトにお悩みの研究者に朗報！

運転中や特殊な環境下など、多様な環境でも安定した測定を実現します。

g.tec 社製アクティブ電極は豊富なラインアップで、**他社製アンプでも使用可能**です。


### アクティブ電極

g·Electrodes  
BIOSIGNAL ELECTRODES




### 特長

- ハムの混入に強い
- 電極リードの揺れに強い
- 静電気に強い
- 電磁ノイズなどの外来ノイズに強い



ジェットコースター乗車時  
首の筋電図・心電図の記録例



自動車運転中の脳波記録例

# 構成例

g.tec 社  
aUSBamp、MOBIIlab など

他社アンプ  
(ポリメイト、日本光電社製など)



+

g.GAMMAbox for 16 channels



+

選べる電極4種類

g.ACTIVEelectrode



g.LADYbird



g.BUTTERFLY



g.GAMMAclip



g.EEGcap, 65 positions



g.GAMMAcap, 74 position



本内容は予告なく変更する場合があります。MQS-07-51 (改00)第1版

輸入販売元

 株式会社 ミユキ技研

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目18番14号  
本郷ダイヤビル6階

TEL. 03-3818-8631 FAX. 03-3818-8632

Home Page <http://www.miyuki-net.co.jp/>

取扱店

