

未熟児・新生児用

waveguard™



大きなポイントは次の5つ！

① 前処理

頭皮の研磨が必要ありません。キャップ装着後ゲルを注入するだけです。

② 装着

簡単に、短時間で国際 10/20 法に基づいた電極配列で打擲できます。



③ 安定した記録

焼結 Ag/AgCl 電極の採用により、波形が安定し易くなっています。

④ 手入れ

キャップ本体は水洗い可能です。また、速乾性に優れています。



⑤ 豊富なキャップサイズ

未熟児・新生児用として5つのサイズをラインアップしています。

(頭囲: 25cm~36cm)

● サイズ・チャネル一覧



N1



N2



N3



N4




N5

使用対象	チャネル数 (GND含まず)	頭囲サイズ (small ---> large)						コネクタ	備考	型式
		N1	N2	N3	N4	N5	-			
乳児(新生児) ~大人	22ch	B	I	C	S	M	L	25ピンD-SUB×1	10/20(シールド無)	CA-162
		N1	N2	N3	N4	N5	-			
	24ch	B	I	C	S	M	L	25ピンD-SUB×1	10/20(シールド無)	CA-161
		N1	N2	N3	N4	N5	-			
	32ch	B	I	C	S	M	L	HD×1	10/10(シールド付)	CA-116
	64ch	B	I	C	S	M	L	HD×2	10/10(シールド付)	CA-118
128ch	C	S	M	L	-	-	HD×4	10/5(シールド付)	CA-119	
256ch	S	M	L	-	-	-	HD×8	Duke(シールド付)	CA-126	
新生児	23ch	N1	N2	N3	N4	N5	-	37ピンD-SUB×1	10/20(シールド無)	CA-146
		N1	N2	N3	N4	N5	-			
	32ch	N3	N4	N5	B	-	-	37ピンD-SUB×1	10/5(シールド無)	CA-147
	33ch	N1	N2	N3	N4	N5	B	HD×1	10/10(シールド付)	CA-122


頭囲サイズ	新生児	N1:25~27cm N2:27~29cm N3:29~31cm N4:31~33cm N5:33~36cm
	乳児・小児	B:36~39cm I:39~43cm C:43~47cm
	大人	S:47~51cm M:51~56cm L:56~61cm

● フレキシブルな医療グレードシリコン採用 被験者の頭に快適な接触を実現します。



脳波ゲル

● 保守用電極(ファストフィックス)で急な断線に対応 オプションの保守用電極で、断線の緊急時に対応できます。



ファストフィックス



● 変換アダプタ(オプション)

ご使用前に取扱説明書を誤読ください。
本カタログは、2019年9月現在のもので、本内容は予告なく変更する場合があります

医療機器届出番号: 13B2X00025000054

製造元: eemagine Medical Imaging Solutions 社(独国)
輸入販売元

 株式会社 ミユキ技研

本社 〒113-0033 文京区本郷3丁目18番14号 本郷ダイヤビル6階
TEL 03(3818)8631 FAX 03(3818)8632
<http://www.miyuki-net.co.jp/>