

ディスポーザブル脳波カップ電極

Disposable EEG cup electrodes

ディスポーザブル脳波カップ電極は、脳波測定用の単回使用の銀塩化/銀電極です。コストパフォーマンスが高いのが特徴です。



電極は導電性ゲル、脳波ペースト等を使用して患者の頭皮に装着します。使い捨てのため、使用後の電極清浄等の必要がありません。また感染等の防止にもなります。ケーブルは5色に色分けされていますので、装着時に役立ちます。

品名：ディスポーザブル脳波カップ電極（1m） 品番：Z1045 ケーブル長 1m 25本/袋

品名：ディスポーザブル脳波カップ電極（1.5m） 品番：Z1048 ケーブル長 1.5m 25本/袋

販売単位はそれぞれ5袋単位となります。

医療機器製造販売届：13B2X00025000078

仕 様

電極	銀塩化/銀
電極径	直径 10mm
ケーブル長	1m / 1.5m
コネクタ	1.5φ DIN コネクタ
構成	25本/袋
線色	5色

製造元 Bio Protech inc.

輸出元 Lifelines Ltd

製造販売元

 株式会社 ミユキ技研

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目18番14号

本郷ダイヤビル 6階

TEL. 03-3818-8631 FAX. 03-3818-8632

Home Page <http://www.miyuki-net.co.jp/>

販売店：