

g•Nautilus

WIRELESS BIOSIGNAL ACQUISITION

ワイヤレス EEG & 3軸加速度計内蔵 生体アンプ



- 8ch、16ch、32ch の3タイプ
- 2種類のアクティブ電極。g.LADYbird(ジェルタイプ) 又は g.SAHARA(ドライ電極)
- サンプリングは、24bit、250Hz 又は500Hz
- 連続8時間使用
- 3軸の加速度計内蔵。頭部の移動情報を測定可能。
- 2. 4GHz 帯、室内約10m の動作範囲
- キャップごと洗浄可能な防水型。
- 開発言語: Simulink




g.SAHARA(ドライ電極)タイプ



g.LADYbird(ジェル電極)タイプ



アンプとレシーバー



充電システム

輸入販売元



株式会社 ミユキ技研

本社

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目18番14号
本郷ダイヤビル6階
TEL. 03(3818)8631 FAX.03(3818)8632
<http://www.miyuki-net.co.jp/>