



ヘッドボックス V AP-U050

Polymate AP5148 専用パッシブ電極対応ヘッドボックス

DINコネクタ型のパッシブ電極が使用できるヘッドボックスです。

PolymateV AP5148標準付属のヘッドアンプ(アクティブ電極仕様)と入れ替えて使用します。

waveguard などのパッシブ電極を使用する時に利用します。



waveguard 接続例

仕様

使用可能電極タイプ : DIN 型コネクタ パッシブ電極

電極入力 : 1~32

注)アクティブ電極との混在使用はできません。

本カタログの記載内容は 2015 年8月現在のものです。本内容は予告無く変更する場合があります。

 株式会社 ミユキ技研

本社 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目18番14号
本郷ダイヤビル 6階

TEL. 03(3818)8631 FAX.03(3818)8632

<http://www.miyuki-net.co.jp/>